



氢氧化铝佐剂

Aluminum Hydroxide Gels (Alum) Adjuvant

货号	规格
KX0210054	10ml/50ml

(铝离子含量: 10mg/ml)

常温运输, 常温保存(切勿结冰), 保质期18个月

产品介绍

氢氧化铝佐剂是使用历史最为悠久的疫苗佐剂, 已有近百年历史, 广泛用于各种人用疫苗和兽用疫苗。氢氧化铝佐剂能够极大地促进体液免疫(抗体)反应和 TH2 类细胞免疫反应。本产品质量上达到美国和欧盟人用疫苗氢氧化铝佐剂标准。

用途:

- (1) 免疫各种实验动物制备多克隆或单克隆抗体;
- (2) 在动物模型中研究抗原特异性 TH2 类细胞免疫反应;
- (3) 在动物模型中研究各种新型疫苗佐剂时作为经典疫苗佐剂参考品。

推荐佐剂用量(铝离子量):

- (1) 小鼠: 50-100 μ g/针次;
- (2) 大鼠、豚鼠: 100-200 μ g/针次;
- (3) 兔子: 200-500 μ g/针次;
- (4) 猴子、羊: 0.5-1mg/针次。

备注: 本产品只适用于科研, 不得用于人体!