



弗氏完全佐剂

货号	规格
KX0210046Q-10	10ml
KX0210046Q-500	500ml

贮存：4℃保存，避免阳光直射（有效期3年）

一、使用说明

本产品与抗原混合搅拌能很快形成油包水状态，佐剂:抗原在1:1-1:2情况下都能形成稳定的乳液，1:2乳化较1:1粘稠些，鉴于注射时候的阻力最好冬季1:1，夏季1:2乳化。1:2乳化后滴水数周不散；经多品种抗原多种属动物测试免疫效果极好，由于乳化彻底牢固，因此 跟其他佐剂相比比较不容易出现免疫耐受现象。

二、注意事项

仅用于抗体制备和动物免疫学相关研究，不得用于人类或当药品使用。