



弗氏不完全佐剂

| 货号 | 规格 |
|----------------|-------|
| KX0210047Q-10 | 10ml |
| KX0210047Q-500 | 500ml |

贮存：4℃，避光（有效期3年）

一、使用说明

1. 免疫：本产品与抗原混合搅拌能很快形成油包水状态，在 1:1-1:2 情况下都能形成稳定的乳液，1:2 乳化较 1:1 粘稠些，乳化后滴水数周不散；经多品种抗原多种属动物测试免疫效果极好，由于乳化彻底牢固，因此跟其他佐剂相比比较不容易出现免疫耐受现象。
2. 单抗腹水制备：将佐剂注射 BALB/C 小鼠腹腔，每只 0.3-0.5ml 处理腹腔 15 天左右（一般 12-18 天），然后注射杂交瘤细胞，建议每只注射 80 万-100 万个。腹水会比普通佐剂晚出 1.5 天-2 天，但通常情况下腹水的量是普通佐剂出量的 1.5-2 倍，且单抗腹水效价不变。

二、注意事项

仅用于抗体制备和动物免疫学相关研究，不得用于人类或当药品使用。