

HRP-山羊抗兔IgG(H+L) (与山羊抗小鼠IgG(H+L)无交叉)

Catalog_no :	BF03078-1m
Applications :	ELISA,WB,IHC
Reactivity :	rabbit
Category :	抗原抗体
Size :	1ml
抗体浓度 :	1-1.2mg/ml
纯化方法 :	抗原亲和纯化
缓冲液 :	0.02M PBS,50%甘油,pH7.4
稳定剂 :	0.2%BSA
防腐剂 :	0.02%硫柳汞
使用浓度 :	ELISA:1/4000-1/20000;WB:1/4000-1/20000;IHC:1/500-1/1000;注:可根据实际使用其它合适比例
批号和有效期 :	见管体标签
运输及保存条件 :	4°C运输,-20°C避光保存
注意事项 :	1. 为了获得实验最佳效果,请根据实验调整最佳工作稀释度;2. 使用时应按所需的浓度进行稀释,现用现配;3. 如果一次使用很少可以将其适当分装后使用,这样可以有效的防止试剂污染;4. 虽然本试剂在有效期过后很长一段时间仍可以使用,但还是强烈建议您在管体规定的有效期内正确使用;5. 本产品仅用于科研,不能用于人体实验或人体治疗