


< 标签蛋白快速检测试剂盒 >

用于快速检测原核表达系统、真核表达系统获得的标签蛋白产物
针对外包的慢病毒服务，可以快速判断慢病毒质量

快速辨别标签蛋白表达量

告别传统 WB 实验

一滴液 ~10min 出结果



Catalog Number	Product Name	Assay Type	Range
BF06217	His-Tag (竞争法) 快速检测试剂盒	Competitive	10µg/mL~100µg/mL
BF06221	His-Tag (竞争法) 快速检测试剂盒 (高敏版)	Competitive	1µg/mL~10µg/mL
BF06218	Flag-Tag (竞争法) 快速检测试剂盒	Competitive	1µg/mL~10µg/mL
BF06222	V5-Tag (竞争法) 快速检测试剂盒	Competitive	2µg/mL~18µg/mL
BF06223	HA-Tag (竞争法) 快速检测试剂盒	Competitive	1ug/mL~10ug/mL
BF06219	Flag-His-Tag 快速检测试剂盒	Sandwich	4ng/mL~500ng/mL
BF06220	GST-Tag 快速检测试剂盒	Sandwich	30ng/mL~3µg/ml
BF06200	Human Fc-Tag 快速检测试剂盒	Sandwich	0.25µg/mL~16µg/mL
BF06210	Mouse Fc-Tag 快速检测试剂盒	Sandwich	0.04µg/mL~1µg/mL

更多快速检测卡

BF06216	乙型流感病毒 (Flu B) 快速检测卡
BF06215	甲型流感病毒 (Flu A) 快速检测卡
BF06214	核酸扩增产物快速检测卡
BF06202	慢病毒滴度快速检测卡 (病毒包装专用)
BF06201	重组腺病毒载体快速检测卡

慢病毒滴度快速检测卡

- 1、仅需1滴培养液，10min即可判读结果
- 2、10min判定病毒包装是否成功
- 3、10min初步判定病毒包装滴度，为是否继续培养或收毒提供判断依据
- 4、为反复收毒提供判断依据，每次达到固定颜色时收毒



< 抗体&蛋白纯化填料 >

His标签蛋白纯化填料	BDTL0010	Ni层析介质(IDA)
	BDTL0011	Ni层析介质(NTA)
	BDTL0012	Ni NTA高速层析介质(6FF)
	BDTL0061	Ni层析介质(IDA)(6FF)
	BDTL0062	Ni层析介质(Smart)
	BDTL0064	Co NTA层析介质
	BDTL0066	Cu层析介质(IDA)
	BDTL0067	Zn层析介质(IDA)
GST标签蛋白纯化填料	BDTL0007	谷胱甘肽层析介质
	BDTL0009	谷胱甘肽高速层析介质(4FF)预装柱
HA标签蛋白纯化填料	BDTL0046	HA标签亲和层析介质
Flag标签蛋白纯化填料	BDAD0001	Flag标签亲和层析介质
GFP标签蛋白纯化填料	BDTL0047	GFP标签亲和层析介质
MBP标签蛋白纯化填料	BDTL0015	Dextrin MBP蛋白纯化层析介质(6FF)
	BDTL0070	Dextrin MBP蛋白纯化层析介质
YFP标签蛋白纯化填料	BDTL0073	YFP标签亲和层析介质
RFP标签蛋白纯化填料	BDTL0072	RFP标签亲和层析介质(4FF)
MYC标签蛋白纯化填料	BDTL0071	MYC标签亲和层析介质
蛋白A纯化填料	BDTL0001	蛋白A层析介质
	BDTL0002	高速蛋白A层析介质(4FF)
	BDTL0005	蛋白A高速耐碱层析介质(4FF)
蛋白G纯化填料	BDTL0003	蛋白G层析介质
	BDTL0004	蛋白G高速层析介质(4FF)预装柱
磁珠纯化填料	BDAD0002	Anti-Flag免疫磁珠
	BDAD0003	Anti-HA免疫磁珠
	BDAD0004	Anti-Myc免疫磁珠
抗原亲和纯化填料	BDTL0006	预活化层析介质(多肽疏基偶联专用)
	BDTL0048	预活化层析介质(4FF)(羧基预活化)
	BDTL0082	预活化层析介质(4FF)(环氧活化)
	BDTL0083	预活化层析介质(4FF)(氨基预活化)
疏水填料	BDTL0040	高速疏水层析介质(Butyl-4FF)
	BDTL0041	高速疏水层析介质(Octyl-4FF)
	BDTL0042	高速疏水层析介质(Phenyl LS-6FF)(Low Sub)
	BDTL0043	高速疏水层析介质(Phenyl HS-6FF)(High Sub)
其他抗体纯化填料	BDTL0014-C	Streptavidin 高速层析介质(6FF)
	BDTL0017-C	Con A层析介质
	BDTL0021	蛋白A/G层析介质(4FF)
	BDTL0023	蛋白L层析介质(4FF)
单抗腹水纯化试剂盒	BF06190	IgG(1,2a,2b)亚类小鼠单克隆抗体纯化试剂盒
	BF06191	IgG3亚类小鼠单克隆抗体纯化试剂盒
内毒素去除	BDTL0020	内毒素去除层析介质



发论文 领奖学金 博奥龙官方微信

苏州博奥龙科技有限公司
苏州博特龙免疫技术有限公司

电话: 0512-68216582

网址: www.biodragon.cn

地址: 苏州相城经济开发区观塘路1号西交大漕湖科技园C幢810室

更多纯化试剂及填料