

多通道分液平台

Multi channel liquid separation platform

全自动分液仪是第二代分液设备，基于蠕动泵分液技术，可分配试剂、稀释液、细胞和微珠等多种液体。直观的用户界面可轻松进行程序设置，结构紧凑，节约工作台面空间。管路采用可拆卸和灭菌设计。X/Y/Z 轴可灵活移动，兼容 24 孔、48 孔、96 孔、384 孔标准板以及不同口径的冻存管和采样管，可提供定制化服务，充分满足用户的特定需求，帮助您更快更好的完成测试。



产品参数

货号	BKB-FY03	名称	多通道分液平台
分液范围	30 μ L~30mL	工作温度	10 $^{\circ}$ C~35 $^{\circ}$ C
分液准确度	$\pm 1\%$ @100 μ L	输入电压	100~240V @50~60Hz
分液精确度	2%CV@100 μ L	尺寸(mm)	490 $\times$ 400 $\times$ 370
分液速度	最大 12*250 μ L/秒	净重	25kg
消毒方式	化学消毒和物理消毒		
板位配置	24/48/96/384 孔等 SBS 标准板位，最大装板数量 4 块，支持定制板架适配不同规格 实验用管，最高支持 50ml 离心管		



产品特点

1. 最大 12 通道分液，独立 6 通道，支持#13、#14#19 号蠕动管，灵活方便。
2. 高兼容性，兼容所有 SBS 标准板，以及支持定制不同种类实验用管，最高支持 50ml 离心管。
3. 自主设计蠕动泵，快拆快换蠕动泵管。
4. 使用 2K 高清 PAD，人性化智能交互方案。
5. 安卓系统，操作方便，支持 OTA。

苏州博奥龙科技有限公司

电话：13552826508 网址：www.biodragon.cn

地址：苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 14 幢

www.biodragon.cn
400-921-8278

sales@biodragon.cn
tech@biodragon.cn